



Kabel und Handgriffe für die Elektrochirurgie

Electrosurgery Cables and Pencils



PRECISION ELECTROSURGERY
Made in Germany




Inhalt / Content


- 2** **Bipolare Kabel | Bipolar cables**
- 5** **Monopolare Kabel | Monopolar cables**
- 6** **Monopolare Elektrodenhandgriffe |
Monopolar electrode pencils**
- 7** **Neutralelektroden, Neutralelektroden-Anschlusskabel |
Patient plates, patient plate connecting cables**
- 7** **Adapter | Adapters**

Bipolare Kabel Bipolar cables

Unsere Technologie – Ihr Nutzen | Our technology – your benefit



- ➡ **Flexibel und praktisch ohne „Memory Effekt“
durch fein geflochtene Adern**
Flexible and virtually without “memory effect”
because of fine braided wires
- ➡ **Lange Lebensdauer/hohe Korrosionsbeständigkeit
durch einzeln versilberte Drähte**
Long-lasting/high resistance to corrosion thanks to
individually silver-plated wires
- ➡ **Maximale elektrische Sicherheit durch separat
kunststoffisolierte Litzen**
Maximum electrical safety due to individually
plastic-insulated wire strings
- ➡ **Langlebig und hypoallergen durch hochwertigen
Silikonmantel**
Long-lasting and hypoallergenic due to high-quality
silicone wall
- ➡ **Autoklavierbar**
Autoclavable

	▪ Sutter CURIS®	▪ Sutter BM-780 II ▪ Martin ▪ Berchtold ▪ Aesculap	▪ Valleylab/Covidien/Medtronic ▪ Lamidey ▪ Bowa	▪ Erbe (außer/except: ICC/VIO International) ▪ K. Storz
	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	-	37 01 38 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 50 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 30 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	37 01 54 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m	37 01 38 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 50 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 30 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	37 01 54 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m, angled	37 01 38 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 50 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 30 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 Passend an: Aesculap Instrumente Suitable for: Aesculap instruments	37 01 54 A Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m, angled	37 01 38 A Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 50 A Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 30 A Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	37 01 54 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m	37 01 38 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	37 01 50 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	37 01 30 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	37 01 54 SG Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m, angled	-	37 01 50 SG Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m, angled	-
 Passend an: To-BiTE™, Calvian® Suitable for: To-BiTE™, Calvian®	37 01 54 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 3,0 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 3.0 m	37 01 38 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	37 01 50 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	37 01 30 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m
 Passend an: Ethicon Powerstar Suitable for: Ethicon Powerstar	37 01 54 P Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 3,0 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 3.0 m	37 01 38 P Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	37 01 50 P Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	37 01 30 P Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m
 Passend an: K. Storz Instrumente Suitable for: K. Storz instruments	-	37 01 38 T Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	37 01 50 T Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	37 01 30 T Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m
 Passend an: R. Wolf Instrumente Suitable for: R. Wolf instruments	-	37 01 38 W Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	37 01 50 W Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	37 01 30 W Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m

	■ US Standard ■ Erbe ICC International	■ Olympus ■ Söring ■ COA-COMP ■ Erbe VIO International ■ Martin i-Version	■ Ellman
	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	37 01 35 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 53 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	-
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	37 01 35 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 53 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 40 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 Passend an: EU Flachstecker Suitable for: EU flat connector	37 01 35 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 53 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	-
 Passend an: Aesculap Instrumente Suitable for: Aesculap instruments	37 01 35 A Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 53 A Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	-
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	37 01 35 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	37 01 53 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m	37 01 40 S Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m
 Passend an: US 2-Pin-Stecker Suitable for: US 2-pin connector	37 01 35 SG Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m, angled	37 01 53 SG Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 4.5 m, angled	37 01 40 SG Bipolares Kabel für US 2-Pin-Stecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable for US 2-pin connector Length: 3.0 m, angled
 Passend an: To-BITE™, Calvian® Suitable for: To-BITE™, Calvian®	37 01 35 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	37 01 53 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	-
 Passend an: Ethicon Powerstar Suitable for: Ethicon Powerstar	37 01 35 P Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	37 01 53 P Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	-
 Passend an: K. Storz Instrumente Suitable for: K. Storz instruments	37 01 35 T Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	-	-
 Passend an: R. Wolf Instrumente Suitable for: R. Wolf instruments	37 01 35 W Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	-	-

Entspricht nicht dem Abschnitt 46.104b) der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2007. Dieses Kabel **nur** an den bipolaren Ausgang von Elektrochirurgiegeräten anschließen.
Does not correspond to section 46.104b) of the international standard IEC 60601-2-2:2007. Connect these cables **only** to the bipolar output of the electrosurgical unit used.



Monopolare Kabel

Monopolar cables

Unsere Technologie – Ihr Nutzen | Our technology – your benefit



- ➡ **Hochflexibel und praktisch ohne „Memory Effekt“**
durch fein geflochtene Adern
Flexible and virtually without “memory effect”
because of fine braided wires
- ➡ **Lange Lebensdauer/hohe Korrosionsbeständigkeit**
durch einzeln versilberte Drähte
Long-lasting/high resistance to corrosion thanks to
individually silver-plated wires
- ➡ **Langlebig und hypoallergen durch hochwertigen**
Silikonmantel
Long-lasting and hypoallergenic due to high-quality
silicone wall
- ➡ **Autoklavierbar**
Autoclavable

Sicherheitskabel | Safety cables








- **Einzigartige Sicherheitshülse - macht**
alle gewöhnlichen 4 mm Stecker
berührungssicher
Unique safety sleeve – turns all
common male 4 mm connectors
touch-safe
- **Fester Halt am Instrument durch**
vergoldete Lamellenkontakte
Safe grip to the instrument due to
gold-plated basket contacts
- **Kabel mit 4 mm Sicherheitsstecker**
(36 01 85, 36 01 86, 36 01 87,
36 01 88)
Cables with 4 mm safety connector
(36 01 85, 36 01 86, 36 01 87,
36 01 88)

	▪ Sutter CURIS® ▪ Valleylab/Covidien/Medtronic ▪ Conmed ▪ Bovie ▪ Bowa	▪ Valleylab/Covidien/Medtronic ▪ Conmed ▪ Bovie ▪ Bowa	▪ 4 mm-Anschluss I 4 mm connector ▪ Erbe T-Serie	▪ 4 mm-Anschluss I 4 mm connector
	Stecker Geräteseite Connector ESU side	Stecker Geräteseite Connector ESU side	Stecker Geräteseite Connector ESU side	Stecker Geräteseite Connector ESU side
	36 01 71 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m ** Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m **	-	36 01 73 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m	-
	36 01 87 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,0 m, berührsicher+ Monopolar cable with 4mm safety connector Length: 3.0 m, touch-safe+	36 01 88 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 5,0 m, berührsicher Monopolar cable with 4mm safety connector Length: 5.0 m, touch-safe		36 01 85 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with 4mm safety connector Length: 3.5 m, touch-safe
	36 01 92 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m ** Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m **	-	36 01 93 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m	-

* Saugrohre, laparoskopische Instrumente, monopolare Pinzetten | Suction tubes, laparoscopic instruments, monopolar forceps

** Nicht für CURIS® geeignet | Not suitable for CURIS®

+ Speziell für CURIS® | Specially for CURIS®

■ Erbe ACC ■ Erbe ICC/VIO ■ K. Storz ■ R. Wolf		■ Sutter BM-780 II ■ Martin ■ Berchtold ■ Aesculap		■ Ellman		■ Sutter BM-780 II ■ Martin ■ Berchtold ■ Aesculap	
							
Stecker Geräteseite Connector ESU side		Stecker Geräteseite Connector ESU side		Stecker Geräteseite Connector ESU side		Stecker Geräteseite Connector ESU side	
 36 01 72 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m		 36 01 70 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m		 36 01 97 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,0 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 3.0 m		 36 01 85 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 3.5 m, touch-safe	
 36 01 86 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with safety connector Length: 3.5 m, touch-safe		 36 01 90 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m		 36 01 91 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m		 36 01 90 Monop. Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monop. cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m	
 36 01 91 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m		 36 01 90 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m		 36 01 91 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m		 36 01 90 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m	



* Saugrohre, laparoskopische Instrumente, monopolare Pinzetten I Suction tubes, laparoscopic instruments, monopolar forceps

Monopolare Elektrodenhandgriffe Monopolar electrode pencils

Generator	REF
 Sutter CURIS® Ø 2,4 mm	36 07 04 Monop. Elektrodenhandgriff mit Koagulation- und Schneide-Schalter Kabellänge: 3,0 m Monopolar electrode pencil with finger switch for coag and cut Cable length: 3.0 m
 Sutter CURIS® Ø 1,6 mm	36 02 14 Monop. Elektrodenhandgriff ohne Schalter für Ø 1,6 mm Elektroden Kabellänge: 3,0 m Monopolar electrode pencil without finger switch for electrodes Ø 1.6 mm Cable length: 3.0 m
 Sutter BM-780 II Ø 2,4 mm	36 02 18 Monopolarer Elektrodenhandgriff mit einem Schalter Kabellänge: 4,0 m Monopolar electrode pencil with one finger switch Cable length: 4.0 m
 Sutter BM-780 II Ø 1,6 mm	36 02 15 Monop. Elektrodenhandgriff ohne Schalter für Ø 1,6 mm Elektroden Kabellänge: 3,0 m Monopolar electrode pencil without finger switch for electrodes Ø 1.6 mm Cable length: 3.0 m
 Valleylab/Covidien, Conmed, Bovie, Bowa, Erbe International Ø 2,4 mm	36 07 01 Monop. Elektrodenhandgriff mit Koagulation- und Schneide-Schalter Kabellänge: 4,0 m Monopolar electrode pencil with finger switch for coag and cut Cable length: 4.0 m

Neutralelektroden, Neutralelektroden-Anschlusskabel

Patient plates, patient plate connecting cables

Generator	REF
 Sutter CURIS®	36 02 38 Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 3,0 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 3.0 m
 Sutter BM-780 II, Martin, Aesculap	36 02 36 Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 4,5 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 4.5 m
 Valleylab/Covidien, Conmed, Bovie	36 02 37 Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 3,0 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 3.0 m
 Für/for 36 02 36 + 36 02 37 + 36 02 38	12 80 H Einmal-Neutralelektrode selbstklebend - elektrisch leitend Maße: 163,5 x 117 mm, VPE: 5 x 10 Stk. Patient plates, single-use, adhesive - electrically conductive Measurements: 163,5 x 117 mm, 5 x 10 pcs.

Adapter Adapters

Monopolar			
	36 85 87 Monopolarer Adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold Für: US-style 3-Pin-Kabel Monopolar adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold For connecting: US-style 3-pin cable		36 86 87 Monopolarer Adapter Erbe ICC/ACC Für: US-style 3-Pin-Kabel Monopolar adapter Erbe ICC/ACC For: US-style 3-pin cable
Sutter BM-780 II Martin, Berchtold			
Erbe ACC/ICC			
Bipolar			
	37 38 51 Bipolarer Adapter Sutter BM-780 II Für: RaVoR™ bipolare Elektroden single-use Bipolar adapter Sutter BM-780 II For: RaVoR™ bipolar electrodes single-use		37 38 50 Bipolarer Adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold Für: Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa-Kabel (2 x 4 mm) Bipolar adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold For: Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa cable (2 x 4 mm)
Sutter BM-780 II		Sutter BM-780 II Martin, Berchtold	
	37 50 30 Bipolarer Adapter Sutter CURIS®, Valleylab/Covidien Für: Erbe-Kabel Bipolar adapter Sutter CURIS®, Valleylab /Covidien For: Erbe cable		37 01 00 R Bipolarer Adapter Sutter To-BiTE™, Calvian® Länge: 40 cm Für: Europ. Flachstecker Bipolar adapter Sutter To-BiTE™, Calvian® length: 40 cm For: Europ. flat connector
Sutter CURIS® Valleylab/Covidien		Sutter To-BiTE™ Sutter Calvian®	

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.

Die Angaben der Längen und Größen dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind gerundet. Die tatsächlichen Längen können abweichen.

Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.

The listed lengths and sizes serve as a guideline and may be rounded up or down. The actual lengths may vary slightly.

Trademark Information:

Berchtold, Bowa, Bovie, CoaComp, Conmed, Erbe, Karl Storz, Lamidey, Olympus, Richard Wolf, Söring, Sutter are registered trademarks of the respective companies.

Aesculap is a trademark of B Braun. Ethicon is a registered trademark of Johnson & Johnson. Martin is a trademark of KLS Martin Group. Valleylab is a trademark of Covidien/Medtronic. Codman is a registered trademark of Integra LifeSciences.



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

ALFRED-WALZ-STR. 22 · 79312 EMMENDINGEN/GERMANY · TEL. +49(0)7641-96256-0 · FAX +49(0)7641-96256-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE